

# lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

shower chair  
with back

silla con respaldo  
para la ducha


siège de douche  
avec dossier

item # RTL12605



# assembly instructions

Weight capacity 300 lbs (136 Kg)



- A- Short Thumb Screw (5)
- B- Large Thumb Screw (4)
- C- Leg Receivers (2)
- D- Seat (1)
- E- Backrest Frame (2)
- F- Backrest (1)
- G- Legs (4)

1. Remove contents from carton and verify that all parts in the parts diagram/list are present.
2. Place seat upside down on a flat surface so holes are showing.
3. Align the leg section that has the concave area on the underside with the holes in seat (Figure 1). Align the leg section that has the concave area on the top side with the leg section below (Figure 2).




Figure 1




Figure 2

4. Secure in place through the center hole using a SMALL thumb screw (A) (Figure 3).




Figure 3

5. Attach backrest frame (E) to the seat by aligning holes on backrest frame supports with the holes on the leg receivers (C). Secure in place using the large thumb screws (B), making sure to pay attention to the “rear” of the seat (Figure 4).




Figure 4

6. Insert legs (G) into leg frames by depressing push pins, sliding legs over the receptacle and setting to desired height. Make sure all the legs are set to the same height (Figure 5).




Figure 5

7. Assemble backrest (F) by aligning the backrest hole with the corresponding holes on the backrest frame (E). Secure in place by inserting the short thumb screws (A) and turning clockwise until tight (Figure 6).





Figure 6

Note: Seat depth can be adjusted by choosing 1 of the 2 holes on the bottom of the frame supports.

## adjusting leg height

1. Before use, adjust height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes, per illustration.
2. To be sure legs are locked into place by pushing down on or by pulling legs.




## additional precautions

1. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
3. Ensure ALL thumb screws are tightened.
4. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
5. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
6. DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

# instructions de montage

Capacidad de Peso: 300 lbs (136 Kg)



- A- Corto Tornillo (5)      E- Marco del Respaldo (2)  
B- tornillo grande (4)      F- Respaldo (1)  
C- Receptores Pierna (2)      G- Piernas (4)  
D- Asiento D- (1)

1. Retire el contenido de la caja y verifique que todas las partes en el diagrama de piezas / lista están presentes.
2. Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie plana y que los agujeros están mostrando.
3. Alinear la sección de la pierna que tiene el área cóncava en la parte inferior con los orificios de asiento (Figura 1). Alinear la sección de la pierna que tiene la zona cóncava en la parte superior con la sección de la pierna por debajo (Figura 2).




Figura 1




Figura 2

4. Asegure en su lugar a través del agujero del centro mediante un tornillo de mariposa pequeña (A) (Figura 3).




Figura 3

5. Conecte marco del respaldo (E) para el asiento alineando los agujeros en el bastidor del respaldo apoya con los orificios de los receptores de la pierna (C). Asegure en su lugar con los tornillos grandes (B), por lo que asegúrese de prestar atención a la "parte trasera" de la sentada (Figura 4).




Figura 4

6. Inserte las piernas (G) en los marcos de las piernas apretando los contactos del empuje, piernas deslizándose sobre el receptáculo y el establecimiento a la altura deseada. Asegúrese de que todas las patas se ajustan a la misma altura (Figura 5).




Figura 5

7. Monte respaldo (F) alineando el agujero de respaldo y con los agujeros correspondientes en el bastidor del respaldo (E). Asegure en su lugar mediante la inserción de los tornillos cortos (A) y girando en sentido horario hasta que quede apretado (Figura 6).




Figura 6

Nota: la profundidad del asiento se puede ajustar mediante la elección de 1 de los 2 agujeros en la parte inferior de los soportes del armazón.

## ajustar la altura de la pierna

1. Ajuste la altura de cada pata dependiendo de sus necesidades específicas antes de su uso, asegúrese que todas las patas tengan la misma altura. Cuando logre la altura deseada, asegure las patas en su lugar al alinear los botones con sus orificios correspondientes, como se muestra en la ilustración.
2. Presione las patas hacia abajo o jálelas para asegurarse que las patas están bloqueadas en su lugar.




## precauciones adicionales

1. Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. **NO LO USE** si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor/portador para recibir instrucciones adicionales.
2. Asegúrese de que los botones de ajuste a presión para la altura salgan completamente por los hoyos respectivos para cada extensión de la pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una altura uniforme.
3. Asegúrese de que **TODOS** los tornillos estén apretados.
4. Verifique que los tapones de plástico de las extensiones de las patas no estén rotos, desgastados o ausentes. Reemplace inmediatamente cualquier tapón o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
5. Todos los cuatro tapones de las patas **DEBEN** de tocar el piso simultáneamente en todo momento.
6. **NO SE** pare sobre la silla.

**NOTA:** Para conservar la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

# instructions de montage

Capacité de Poids: 300 lbs (136 Kg)



- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| A- Vis court (5)        | E- Cadre du dossier (2) |
| B- Grande vis (4)       | F- Dossier (1)          |
| C- Récepteurs jambe (2) | G- Jambes (4)           |
| D- Siège (1)            |                         |

1. Retirez le contenu de la boîte et vérifiez que toutes les pièces dans le schéma des pièces / liste sont présents.
2. Placez le siège à l'envers sur une surface plane afin les trous sont visibles.
3. Aligner la section de jambe qui comporte la surface concave sur la face inférieure avec les trous de siège (figure 1). Aligner la section de jambe qui comporte la surface concave sur la face supérieure de la partie de jambe au-dessous (figure 2).




Figure 1




Figure 2

4. Fixez en place à travers le trou central à l'aide d'une vis de pouce SMALL (A) (figure 3).




Figure 3

5. Fixer le cadre du dossier (E) au siège en alignant les trous sur le cadre du dossier soutient avec les trous sur les récepteurs de la jambe (C). Fixez à l'aide des grandes vis de serrage (B), en veillant à prêter attention à la "arrière" de l'assise (Figure 4).




Figure 4

6. Insérer les jambes (G) dans des trames de jambes en appuyant punaises, les pattes coulissant sur le récipient et la mise à la hauteur désirée. Assurez-vous que toutes les jambes sont réglées à la même hauteur (figure 5).




Figure 5

7. Assemblage dossier (F), en alignant le trou de dossier avec les trous correspondants sur le cadre de dossier (E). Fixez en place en insérant les vis à oreilles courtes (A) et en tournant dans le sens horaire jusqu'à la butée (Figure 6).





Figure 6

Remarque: la profondeur d'assise peut être ajustée en choisissant une des deux trous sur la partie inférieure des supports de cadre.

## adjusting leg height

1. Avant utilisation, régler chaque patte à la hauteur qui vous convient, en s'assurant que toutes les pattes sont à la même hauteur. Lorsque la hauteur voulue est atteinte, bloquez les pattes en place en alignant les boutons dans les bons trous, comme dans l'illustration.
2. Vérifiez que les pattes sont bloquées en poussant ou en tirant sur les pattes.



## autres précautions

1. Inspectez toutes les pièces qui ont pu être endommagées à l'expédition avant le montage. **NE PAS UTILISER** le produit en cas de dommages lors de l'expédition. Entrez en contact avec le détaillant et le transporteur pour d'autres instructions.
2. Assurez-vous que les boutons-pression de réglage de la hauteur ressortent complètement des mêmes trous respectifs à chaque longueur de patte. Ceci fera en sorte que les longueurs de patte sont solidement fixées en position et que la hauteur est uniforme.
3. Assurez-vous que **TOUTES** les vis moletées sont bien serrées.
4. Vérifiez que les embouts en caoutchouc sur les longueurs de patte ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez immédiatement s'il y a le moindre défaut.
5. Toutes les quatre longueurs de pattes avec des embouts en caoutchouc **DOIVENT** toujours toucher le plancher simultanément.
6. **NE PAS SE TENIR DEBOUT** sur le siège.

**REMARQUE:** Pour maintenir la beauté du fini d'origine, nettoyez avec un savon doux et rincez avec de l'eau tiède. Essuyez le siège du bain pour l'assécher après chaque utilisation.

## garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.  
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.  
Port Washington NY 11050 USA Hecho en USA

## garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.  
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine